

유세포측정용 항인간 CD96/Tactile 단클론 항체 - P40200

품목 번호: CM0005492



소개

인간 CD96/TACTILE에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에서 검증되었습니다. 염증 반응에서 면역 세포 접착, T세포 및 NK세포 활성화 연구에 이상적입니다. - P40200

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD96/TACTILE mAb
비고/별칭	TACTILE
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	10225
유전자 ID	10225
면역원	인간 CD96/TACTILE (NP_937839.1)의 아미노산 25-519 범위 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P40200
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스 팩