


인간 Cd98용 단클론 항체 () - 유세포 분석용 - P08195

품목 번호: CM0012135



소개

ABflo® 594 접합 토끼 단클론 항체(인간 CD98 (SLC3A2) 표적)로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 면역학 및 암 연구에 적합하며, 아미노산 수송체 중쇄의 발현 프로파일링을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD98 mAb
비고/별칭	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	6520
GeneID	6520
항원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD98 (NP_002385.3)의 아미노산 206-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P08195
단백질 분자량	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
배송 (Shipping)	아이스 백 (Ice bag)