


유세포 분석용 인간 Cd98 단일클론 항체() - P08195

품목 번호: CM0009329



소개

유세포 분석용으로 검증된 결합 토끼 항-인간 CD98 단일클론 항체입니다. 아미노산 수송, 인테그린 신호전달 및 바이러스 침입에 관여하는 SLC3A2 중쇄를 인식합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD98 mAb
비고/별칭	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
종	인간
유전자 ID (인간)	6520
면역원	재조합 단백질; 인간 CD98의 아미노산 206-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002385.3)
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08195
단백질 분자량	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
배송	아이스팩