


Anti-Human Cd99 Monoclonal Antibody () For If/Icc, Fc - P14209

품목 번호: CM0008577



소개

로 접합된 토끼 항-인간 CD99 단일클론 항체. 면역형광법 및 유세포 분석에 적합합니다. 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. T-세포 부착 및 백혈구 이출 연구에 이상적입니다. SWISS: P14209.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD99 mAb
비고/별칭	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4267
GeneID	4267
면역원	합성 펩타이드: 인간 CD99 (NP_002405.1)의 아미노산 24-123 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	IF/ICC, FC
교차 반응성	Human
SWISS	P14209
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩