

유세포 분석용 Anti-Human Cdcpl 단일클론 항체 - Q9H5V8

품목 번호: CM0011370

소개

로 접합된, 인간 CDCP1 (CD318, TRASK, SIMA135)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 세포 부착, 암 전이, 백혈병 줄기세포 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CDCP1 mAb
비고/별칭	CD318; TRASK; SIMA135
종	인간
GeneID	64866
면역원	인간 CDCP1 (NP_073753.3)의 아미노산 30-666에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H5V8
단백질 분자량	37kDa/72kDa/92kDa
배송	아이스백