


유세포 분석용 Anti-Human Ceacam6 단일클론 항체 (Conjugate) - P40199

품목 번호: CM0004046



소개

인간 CEACAM6 (CD66c)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 종양 생물학, 호중구 부착 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CEACAM6 mAb
비고/별칭	NCA; CEAL; CD66c
종	인간
GeneID	4680
면역원	인간 CEACAM6 (NP_002474.4)의 아미노산 35-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P40199
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백