

유세포 측정용 항인간 Clec12A/Cd371 단클론 항체 (Abflo 488) - Q5Qgz9-2

품목 번호: CM0004203

소개

인간 CLEC12A/CD371 (CLL-1, MICL)을 표적으로 하는 ABflo 488 접합 토끼 단클론 항체입니다. 아이소폼 2 (아미노산 65-265)를 표적으로 유세포 측정에 사용하도록 개발되었습니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CLEC12A/CD371 단클론 항체
비고/별칭	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	160364
유전자 ID	160364
면역원	인간 CLEC12A/CD371 (NP_612210.4)의 65-265번 아미노산을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	Q5QGZ9-2
단백질 분자량	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
배송 방식	아이스백