

세포 내 유세포 분석용 항-인체 사이토케라틴 18 단일클론 항체 - P05783

품목 번호: CM0004157

소개

세포 내 유세포 분석을 위한 인체 사이토케라틴 18(K18/CK-18/CYK18) 표적 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 상피 세포 내의 인체 K18(48 kDa)을 검출하며, 암 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인체 사이토케라틴 18 mAb
비고/별칭	K18; CK-18; CYK18
종	인체
유전자 ID (인체)	3875
유전자 ID	3875
면역원	제조합 단백질 인체 사이토케라틴 18(NP_000215.1)의 아미노산 241-430에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인체
SWISS	P05783
단백질 무게	48kDa
배송	아이스팩