


Anti-Human Dc-Signr/Cd299 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9H2X3

품목 번호: CM0010371



소개

유전체 재조합 단백질 면역, 토끼 단일클론 항체, 형광 표지, 인간 DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M) 표적, 유세포 분석(FC) 검증 완료. 면역 감시, 바이러스 진입, 수용체 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human DC-SIGNR/CD299 mAb
비고/별칭	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
종(Species)	인간(Human)
GeneID	10332
면역원(Immunogen)	인간 DC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3)의 아미노산 71-399에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9H2X3
단백질 분자량(Protein Weight)	24kDa-45kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)