

항인간 DLL4 단일클론 항체 () - Fc용 - Q9Nr61

품목 번호: CM0004043



소개

유세포분석(Flow cytometry)용 접합 토끼 항인간 DLL4 단일클론 항체입니다. 혈관신생 및 신경생성에 관여하는 Notch 리간드 DLL4를 표적합니다. 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. IVD 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 DLL4 mAb
비고/별칭	AOS6; delta4; hdelta2; delta-like protein 4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	54567
GeneID	54567
면역원(Immunogen)	인간 DLL4 (NP_061947.1)의 아미노산 27-524에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NR61
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)