

유세포 분석용 Anti-Human Dll4 단일클론 항체 () - Q9Nr61

품목 번호: CM0004065



소개

인간 DLL4(Delta-like protein 4)를 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체. 혈관신생 및 신경발생에 관여하는 Notch 리간드의 유세포 분석 검출에 검증됨. 혈관 내피에서 발현.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human DLL4 mAb
비고/별칭	AOS6; delta4; hdelta2; delta-like protein 4
종	인간
GeneID (Human)	54567
GeneID	54567
면역원	인간 DLL4 (NP_061947.1)의 아미노산 27-524 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NR61
단백질 무게	75kDa
배송	아이스팩