

Anti-Human E-Cadherin/Cd324 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry
- P12830

품목 번호: CM0011849



소개

접합 토끼 단일클론 항체로 인간 E-Cadherin/CD324를 표적하며, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 세포 부착, 상피 생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human E-Cadherin/CD324 mAb
비고/별칭	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	999
GeneID	999
면역원 (Immunogen)	인간 E-Cadherin/CD324 (NP_004351.1)의 아미노산 155-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P12830
단백질 분자량 (Protein Weight)	90kDa/97kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)