

Anti-Human Fap Monoclonal Antibody For Fc - Q12884

품목 번호: CM0011741



소개

유전자 FAP에 대한 접합 토끼 단클론성 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. FAP은 세포외 기질(ECM) 재구성 및 종양 진행에 관여하는 세린 프로테아제입니다. 암 및 섬유화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human FAP mAb
비고/별칭	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolyl endopeptidase FAP
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2191
GeneID	2191
항원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론성 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q12884
단백질 분자량	27kDa/87kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)