

유동 세포 분석용 항-인간 Fatp1 () 토끼 단일클론 항체 - Q6Pcb7

품목 번호: CM0004338

소개

로 접합된, 인간 장쇄 지방산 수송 단백질 1(FATP1/SLC27A1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유동 세포 분석(FC)에 적합합니다. 지방산 수입, 지질 대사 및 관련 경로 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 FATP1 단일클론 항체
비고/별칭	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
종	인간
GeneID (인간)	376497
GeneID	376497
면역원	인간 FATP1 (NP_940982.1)의 아미노산 510-646에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	Q6PCB7
단백질 분자량	52kDa/71kDa
배송	아이스백