


인간 Fcεr1A 대항 모노클로날 항체 (Fc용) - P12319

품목 번호: CM0004254



소개

유전자 재조합 면역원(아미노산 26-205)을 사용한 인간 샘플 유세포 분석(FC)용 고평향 IgE 수용체 알파(FcεR1α, FCER1A) 토끼 모노클로날 항체로, 에 접합되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Rabbit anti-Human FcεR1α mAb
비고/별칭	FCE1A; FcERI; FCER1A
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	2205
GeneID	2205
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	P12319
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)