

Wb 및 Elisa용 인간 Fscn2(Fascin-2) 토끼 다클론 항체 - O14926

품목 번호: CM0022040

소개

인간 FSCN2(Fascin-2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 액틴 번들링, 광수용체 디스크 형태형성 및 망막 변성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FSCN2 토끼 pAb
비고/별칭	RFSN; RP30; FSCN2
종	인간
GeneID (인간)	25794
GeneID	25794
면역원	인간 FSCN2 (NP_036550.1)의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	O14926
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스 팩