


유세포 분석용(세포내) 항-인간 갈렉틴-3 단일클론 항체 - P17931

품목 번호: CM0009263



소개

세포내 유세포 분석용 고품질 토끼 유래 항-인간 갈렉틴-3 단일클론 항체입니다. 갈렉틴-3는 염증, 스플라이싱, 자가포식에 관여하는 갈락토스 특이적 렉틴으로, 중요한 진단 표적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human Galectin 3 mAb
비고/별칭	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
종 특이성	인간
GeneID (인간)	3958
GeneID	3958
면역원	인간 갈렉틴 3 (NP_002297.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
항체 원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P17931
단백질 분자량	26kDa
배송 조건	아이스백