

유세포분석법용 인간 Glypican 3 (Gpc3) 단클론 항체 - P51654

품목 번호: CM0009533



소개

인간 Glypican 3 (GPC3)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석법으로 검증되었습니다. 진단 검사 개발에서 세포 표면 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 Glypican 3 (GPC3) mAb
비고/별칭	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
종	인간
유전자ID (인간)	2719
유전자ID	2719
면역원	인간 Glypican 3 (GPC3) (NP_004475.1)의 아미노산 481-580 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석법)
교차 반응성	인간
SWISS	P51654
단백질 분자량	59kDa/65kDa/68kDa
배송	아이스 팩