

Anti-Human Gp6/Gpvi Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Hcn6

품목 번호: CM0008945



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 GP6/GPVI(핵심 혈소판 콜라겐 수용체)를 표적합니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었으며, 인간 GPVI에 특이적으로 반응합니다. 혈전증, 지혈 및 혈소판 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human GP6/GPVI mAb
비고/별칭	GPIV; GPVI; BDPLT11
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	51206
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q9HCN6
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩