


유세포 분석용 Anti-Human Gprc5D 단일클론 항체 - Q9Nzd1

품목 번호: CM0007724



소개

로 컨주게이트된, 인간 GPRC5D를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 모발과 손톱 발달에 관여하는 GPCR을 검출합니다. 인간 샘플에서의 면역검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human GPRC5D mAb
비고/별칭	GPRC5D
종	인간
유전자 ID (인간)	55507
유전자 ID	55507
면역원	인간 GPRC5D (NP_061124.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NZD1
단백질 분자량	34kDa/36kDa/38kDa
배송	아이스백