


Wb, If-P 및 Elisa용 인간 Hbg1/2 토끼 단일클론 항체 - P69891 / P69892

품목 번호: CM0002509



소개

인간 HBG1/2 (감마-1 및 감마-2 글로빈 사슬)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 태아 헤모글로빈 연구, 헤모글로빈병 연구 및 IVD 시험 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HBG1/2 Rabbit mAb
비고/별칭	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3047/3048
GeneID	3047/3048
면역원	합성 펩타이드 인간 HBG1 (P69891)의 아미노산 68-147 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P69891/P69892
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 백(Ice bag)