

Anti-Human Iars (Isoleucyl-Trna Synthetase) 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - P41252

품목 번호: CM0015692

소개

인간 세포질 이소류실-tRNA 합성효소(IARS/IRS)에 대한 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료; 144 kDa 단백질 검출. 단백질 생합성 및 번역 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IARS Rabbit pAb
비고/별칭	IRS; IARS; ILRS; ILERS; GRIDHH; PRO0785
종	인간
유전자 ID (인간)	3376
유전자 ID	3376
면역원	제조항 단백질 인간 IARS (NP_002152.2)의 아미노산 1158-1262 서열에 대응하는 제조항 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P41252
단백질 분자량	144kDa
배송	아이스백