


Anti-Human Icam-1/Cd54 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P05362

품목 번호: CM0005296



소개

유세포 분석(FC)에 최적화된 접합 토끼 항-인간 ICAM-1/CD54 단일클론 항체입니다. 인간 ICAM-1(57kDa, SWISS P05362)을 검출합니다. 백혈구 접착, 바이러스 진입 및 면역 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human ICAM-1/CD54 mAb
비고/별칭	ICAM1; BB2; CD54; P3.58; 세포간 접착 분자 1
종(Species)	Human
GeneID	3383 (Human)
면역원(Immunogen)	인간 ICAM-1/CD54 (NP_000192.2)의 아미노산 28-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P05362
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)