


유세포 측정(세포내)용 항인간 IDO1 단클론 항체 () - P14902

품목 번호: CM0011063



소개

인간 IDO1을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포 측정에서 검증되었습니다. 면역 내성, 종양 면역학 및 감염성 질환 연구에 이상적이며 인간에 반응성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 IDO1 mAb
비고/별칭	IDO; INDO; IDO-1
종	인간
GeneID	3620
면역원	인간 IDO1 (NP_002155.1)의 아미노산 1-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P14902
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩