

항-인간 Ifn-Alpha/Beta R2 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P48551

품목 번호: CM0004502



소개

유세포 분석용으로 검증된 인간 IFN-alpha/beta R2 표적 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역학 연구를 위해 혈액 세포 및 세포주에서 I형 인터페론 수용체 발현을 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 IFN-alpha/beta R2 mAb
비고/별칭	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
종	인간
GeneID (인간)	3455
GeneID	3455
면역원	인간 IFN-alpha/beta R2(NP_008896.2)의 28-237 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P48551
단백질 무게	58kDa/37kDa/27kDa
배송	아이스팩