

Anti-Human Ifn-Gamma Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P01579

품목 번호: CM0010653



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인터페론 감마(IFNG)를 표적합니다. 세포 내 유세포 분석(FC intra)에 대해 검증되었습니다. 면역 반응 모니터링, 항종양 면역 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IFN-gamma mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	3458
유전자 ID	3458
면역원	인간 IFN-gamma (NP_000610.2)의 아미노산 24-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	Human
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩