

세포 내 유세포 분석용 Anti-Human Ifn-Gamma Monoclonal Antibody - P01579

품목 번호: CM0012118



소개

세포 내 유세포 분석(FC)에 대해 검증된, 인간 IFN-gamma를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 선천성 및 적응성 면역 반응에서 II형 인터페론을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IFN-gamma mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3458
면역원(Immunogen)	인간 IFN-gamma (NP_000610.2)의 아미노산 24-166에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)