


Wb, Elisa용 항인간 Ig 카파 사슬 단클론 항체 - P01834

품목 번호: CM0003413



소개

인간 Ig 카파 사슬에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 항체 구조 및 체액성 면역 연구에 필수적인 인간 면역글로불린 카파 경쇄의 불변영역을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인간 Ig 카파 사슬 토끼 단클론 항체
비고/별칭	Km; HCAK1; IGKCD; 인간 Ig 카파 사슬
종	인간
유전자ID (인간)	3514
유전자ID	3514
면역원	인간 Ig 카파 사슬(P01834)의 아미노산 1-107에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01834
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백