

웨스턴 블롯 및 Elisa용 항-인간 IgA 토끼 단일클론 항체 - P01876 / P01877

품목 번호: CM0003240



소개

인간 IgA 불변 영역(P01876)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 IgA1에 특이적이며, 다른 Ig 클래스와의 교차 반응성이 없습니다. 체액성 면역 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Human IgA Rabbit mAb
비고/별칭	IgA1; Human IgA
종	인간
GeneID	3493/3494
면역원	재조합 단백질 인간 IgA(P01876)의 아미노산 1-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01876/P01877
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백