


유세포 분석용 인간 IgA1 항체() - P01876

품목 번호: CM0011010



소개

이 결합 토끼 단클론 항체는 인간 IgA1 불변 영역을 표적으로 하며 유세포 분석용으로 검증되었습니다. IgA1을 발현하는 B 세포와 점막 면역 연구에서 분비된 항체를 검출하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항-인간 IgA1 단클론 항체
비고/별칭	IgA1
종	인간
유전자 ID (인간)	3493
유전자 ID	3493
면역원	인간 IgA1의 아미노산 99-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
숙주	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01876
단백질 분자량	38kDa/42KDa
배송	아이스 팩