

Wb, Fc, Elisa용 항-인간 IgD 단일클론 항체 - P01880

품목 번호: CM0007324



소개

인간 면역글로불린 중쇄 불변 영역 델타(IgD)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. Western blot, 유세포 분석(flow cytometry) 및 ELISA 검증을 완료했습니다. B세포 생물학, 적응 면역 및 사이토카인 유도 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인간 IgD 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	IgD; 인간 IgD
종	인간
유전자 ID (인간)	3495
유전자 ID	3495
면역원	인간 IgD의 아미노산 99-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01880
단백질 무게	42kDa
배송	아이스팩