


Ihc-P, Elisa용 항-인간 IgG (Fc) 단일클론 항체 - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

품목 번호: CM0002342



소개

인간 IgG Fc 영역을 표적으로 하는 마우스 단일클론 항체로, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 IgG 중쇄(constant region)를 검출합니다 (UniProt P01857, P01859, P01860, P01861); 분자량 52kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	human IgG (Fc) Mouse mAb
비고/별칭	COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; YAP1; human IgG (Fc)
종(Species)	Human
유전자 ID	3500
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 human IgG (Fc)에서 유래한 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Mouse
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)