


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 항-휴먼 IgG 래빗 단클론 항체 - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

품목 번호: CM0003238



소개

휴먼 면역글로불린 중쇄 불변 감마 영역(모든 아형)을 표적으로 하는 래빗 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 체액성 면역 연구 및 진단용 IgG 정량에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	휴먼 IgG 래빗 단클론 항체
종	인간
GeneID	3500
면역원	합성 펩타이드 휴먼 IgG
원천	래빗
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
단백질 분자량	52 kDa
배송	아이스백