


Wb, If-P, Elisa용 항인간 IgG1(Fc) 단클론 항체 - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

품목 번호: CM0003723



소개

인간 IgG1 Fc 영역을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 재조합 면역원을 사용하며 WB, IF-P, ELISA에 권장됩니다. 인간과 교차 반응합니다. 적응 면역에서 면역글로불린 불변 영역 기능 연구를 용이하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인간 IgG1 (Fc) 토끼 단클론 항체
종	인간
GeneID (인간)	3500
GeneID	3500
면역원	인간 IgG1 (Fc) (P01857)의 아미노산 100-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스팩