


Wb 및 Elisa용 항-인간 IgG3 폴리클로날 항체 - P01860

품목 번호: CM0020371



소개

인간 IgG3 중쇄 불변역(aa 80-180)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 체액성 면역, 항체 이펙터 메커니즘 및 B세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human IgG3 Rabbit pAb
비고/별칭	IgG3; Human IgG3
종(Species)	Human
Gene ID (인간)	3502
Gene ID	3502
면역원(Immunogen)	인간 IgG3의 아미노산 80-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (P01860)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P01860
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백