


Wb, Elisa용 항-인간 IgG3 토끼 단일클론 항체 - P01860

품목 번호: CM0007519



소개

WB 및 ELISA에 적합한 인간 IgG3 토끼 단일클론 항체입니다. 체액성 면역 연구 및 항체 검출을 위해 인간 IgG3(UniProt P01860)의 일정 영역(aa 99-167)을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	인간 IgG3 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	IgG3; 인간 IgG3
종	인간
유전자 ID(인간)	3502
유전자 ID	3502
면역원	재조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01860
단백질 분자량	41KDa/49KDa
배송	아이스팩