


Wb 및 Elisa용 항인간 IgG4/면역글로불린 중쇄 불변부 감마 4 토끼 다클론 항체 - P01861

품목 번호: CM0018876



소개

인간 IgG4 불변 영역(IGHG4)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 체액성 면역 및 면역 관용 연구를 위해 Ig 감마-4 사슬 C 영역을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인간 IgG4/면역글로불린 중쇄 불변부 감마 4 토끼 다클론 항체
비고/별칭	IGHG4; Ig 감마-4 사슬 C 영역; 인간 IgG4/면역글로불린 중쇄 불변부 감마 4
종	인간
면역원	인간 IgG4/면역글로불린 중쇄 불변부 감마 4(P01861)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
속주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01861
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩