


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 항인간 Igm(Fc) 토끼 단클론 항체 - P01871

품목 번호: CM0006386



소개

인간 IgM 중쇄 불변영역(P01871)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. ELISA, WB, IF/ICC, FC 응용 분야에 적합하며 체액성 면역, BCR 신호전달, IgM 효과기 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인간 IgM (Fc) 토끼 mAb
비고/별칭	MU; VH; AGM1; 인간 IgM
종	인간
GeneID (인간)	3507
GeneID	3507
면역원	인간 IgM(P01871)의 아미노산 218-453에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01871
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스백