


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항인간 Igm 토끼 단클론 항체 - P01871

품목 번호: CM0004250



소개

인간 IgM에 특이적인 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 IgM 중쇄의 불변 영역(~49kDa)을 인식합니다. B 세포 및 체액성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인간 IgM 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MU; VH; AGM1; 인간 IgM
종	인간
유전자ID (인간)	3507
유전자ID	3507
면역원	`재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01871
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩