


세포 내 유세포 분석용 Anti-Human IL-17A 단일클론성 항체 - Q16552

품목 번호: CM0005149



소개

세포 내 유세포 분석용으로 검증된 접합체 anti-human IL-17A 단일클론성 항체. Th17 세포에서 발현되는 전염증성 사이토카인 IL-17A (SWISS: Q16552)를 검출합니다. 숙주 방어, 염증 및 자가면역 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human IL-17A mAb
비고/별칭	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
종	인간
GeneID (인간)	3605
GeneID	3605
면역원	인간 IL-17A (NP_002181.1)의 아미노산 24-155 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론성 항체
응용 분야	세포 내 유세포 분석 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q16552
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백