


항인간 IL-17Rb 단일클론항체 () - 유세포 분석용 - Q9Nrm6

품목 번호: CM0012655



소개

유세포 분석을 위한 인간 IL-17RB(Q9NRM6) 대상 접합 토끼 단일클론항체입니다. 내분비 조직 및 조혈 연구에서 IL-17B/E 수용체 발현을 프로파일링하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 IL-17RB 단일클론항체
비고/별칭	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; 인터루킨-17 수용체 B
종	인간
유전자 ID	55540
면역원	인간 IL-17RB의 아미노산 18-289를 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_061195.2)
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NRM6
단백질 무게	31kDa/55kDa
배송	아이스팩