

세포 내 유세포 분석용 Anti-Human IL-1B Monoclonal Antibody () - P01584

품목 번호: CM0011201



소개

세포 내 유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 IL-1β 단일클론 항체. 주요 염증성 사이토카인인 인간 IL-1β를 검출합니다. 염증 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IL-1β mAb
비고/별칭	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; interleukin-1 beta
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	3553
GeneID	3553
면역원(Immunogen)	인간 IL1β (NP_000567.1)의 아미노산 117-269에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P01584
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스백