


세포내 유세포 분석용 항인간 IL-4 단클론 항체 () - P05112

품목 번호: CM0009701



소개

세포내 유세포 분석으로 검증된 고평가성 접합 토끼 항인간 IL-4 단클론 항체입니다. Th2 면역 프로파일링, 알레르기, 천식 및 면역종양학 연구에서의 사이토카인 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 IL-4 mAb
비고/별칭	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3565
면역원	인간 IL-4 (NP_000580.1)의 아미노산 25-153번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P05112
단백질 분자량	17 kDa
배송 방식	아이스 팩