

항인간 IL-5 단일클론 항체 유세포분석용 - P05113

품목 번호: CM0009189



소개

인간 IL-5(인터루킨-5)를 표적으로 하는 접합 단일클론 항체입니다. 세포내 유세포분석(FC)에 적합합니다. 호산구 분화, B세포 활성화 및 염증성 질환 연구에 사용됩니다. SWISS: P05113.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human IL-5 mAb
비고/별칭	EDF; IL-5; TRF; 인터루킨-5
종	인간
GeneID (인간)	3567
GeneID	3567
면역원	인간 IL-5(NP_000870.1)의 아미노산 20~134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P05113
단백질 중량	15kDa
배송	아이스백