

Anti-Human IL-5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P05113

품목 번호: CM0019541



소개

Human IL-5에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스, 랫트와 교차 반응하며 광범위한 반응이 예측됩니다. 사이토카인 연구, 호산구 연구 및 B세포 분화 분석에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Human IL-5 Rabbit pAb
비고/별칭	EDF, TRF, IL-5, Human IL-5
종	Human
GeneID (Human)	3567
GeneID	3567
면역원	제조합 단백질 Human IL-5 (NP_000870.1)의 아미노산 20-134에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat, 기타 (광범위한 반응 예측됨)
SWISS	P05113
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백