


세포내 유세포분석용 인간 IL-6R/Cd126 단클론 항체 () - P08887

품목 번호: CM0010560



소개

인간 IL-6R/CD126 (gp80, IL6RA)에 대한 토끼 단클론 접합 항체입니다. 세포내 유세포분석용으로 사용됩니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다. 염증 및 면역에서 IL-6 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 IL-6R/CD126 mAb
비고/별칭	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
종	인간
GeneID (인간)	3570
GeneID	3570
면역원	재조합 단백질 인간 IL-6R/CD126 (NP_000556.1)의 아미노산 20-358에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P08887
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩