


유세포분석용 Anti-Human Ilt5/Cd85A 단일클론항체 - O75022

품목 번호: CM0009336



소개

유세포분석(FC)용으로 검증된 Rabbit anti-Human ILT5/CD85a 단일클론항체. 단핵구와 B-세포에 존재하는 억제성 면역 수용체인 인간 ILT5/CD85a를 인식합니다. 면역학 연구에서 면역표현형 분석 및 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human ILT5/CD85a mAb
비고/별칭	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; leukocyte immunoglobulin like receptor B3
종	Human
GeneID (Human)	11025
GeneID	11025
면역원	인간 ILT5/CD85a (NP_006855.3)의 아미노산 24-418 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	Rabbit
분류	단일클론항체
응용	FC
교차반응성	Human
SWISS	O75022
단백질 분자량	69kDa/71kDa
배송	아이스백