


유세포 분석용 Anti-Human Integrin B5/Itgb5 Rabbit Monoclonal Antibody () - P18084

품목 번호: CM0008235



소개

이 로 접합된 토끼 단일클론 항체는 인간 Integrin β 5/ITGB5를 표적으로 하며, 유세포 분석법으로 검증되었습니다. 피브로넥틴 부착, 인테그린 신호 전달, 아데노바이러스 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Integrin β 5/ITGB5 mAb
비고/별칭	ITGB5; integrin beta-5
종	인간
GeneID (Human)	3693
GeneID	3693
면역원	인간 Integrin β 5/ITGB5 (NP_002204.2)의 아미노산 24-490 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P18084
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백