


Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 항인간 카파 경쇄 단일클론 항체 - P01834

품목 번호: CM0006768



소개

인간 카파 경쇄 불변 영역에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역글로불린 연구, B세포 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인간 카파 경쇄 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Km; HCAK1; IGKCD; 인간 카파 경쇄
종	인간
면역원	인간 카파 경쇄(P01834)의 아미노산 1-107에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01834
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스팩