


웨스턴 블롯(Wb), 면역형광(If-P), 유세포분석(Fc), Elisa용 항-인간 카파 경쇄 토끼 단일클론 항체 - P01834

품목 번호: CM0006718



소개

인면 면역글로불린 카파 경쇄의 불변 영역을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, FC, ELISA에 대해 검증됨. 체액성 면역 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Human Kappa Light Chain Rabbit mAb
비고/별칭	Km; HCAK1; IGKCD; Human Kappa Light Chain
종	인간
면역원	인간 카파 경쇄 (P01834)의 아미노산 1-107에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01834
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백